


动力强劲 舒适感佳

突出的越野性能，
放心去任何地方

即便是有些让人担心的远行，
蔚来智能代步车伴您安心无忧。


避震悬架系统




后轮悬架，能够缓冲在不平路面和台阶上受到的冲击。即使长时间乘坐，也不会感到任何不适。

前侧万向轮

可实现平稳行驶，WHILL独有的专利保护。



5cm



凭借WHILL独特研发的前轮和动力强大的电机，可越过5厘米台阶。



电池



电池可拆卸，可以用家用插座进行充电，
搭载备用电池，可延长行驶旅程。

5 充电5小时 } 16公里 行驶里程

充电5小时，可连续行驶16公里。
外出时不必担心耗尽电池电量。

