



Stadt-Scooter

WHILL Model R

Komfortable Fahrt



Enge Kurven, höchste Stabilität

Das Modell R ermöglicht eine mühelose Navigation auf engstem Raum. Mit einem erstaunlichen Wenderadius, dank des Präzisions-Doppelmotorsystems, verspricht es eine unübertroffen sanfte Fahrt.



Tragbarkeit mit Komfort

Die Tragbarkeit des Modells R ermöglicht eine schnelle Demontage bei gleichbleibendem Komfort. Es ist ergonomisch gestaltet und verfügt über eine Vielzahl von einstellbaren Funktionen, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.



Urbanes Terrain erobern: Bewältigen Sie raue und unebene Oberflächen mit Leichtigkeit.



Rasche Demontage: Das Einlagern und Verladen ins Auto dauert weniger als 10 Sekunden.



Unvergleichliche Stabilität

Das Modell R verfügt über einen einzigartigen Stabilisator für Komfort und Stabilität und kombiniert eine Einzelradaufhängung für ein sanftes Fahrverhalten in jeder Situation.



Weitere Eigenschaften



Das große LED-Display erleichtert die Lesbarkeit.



Der **geräumige Flachboden** bietet viel Beinfreiheit.



USB-Typ-C-Anschluss für Ihre elektronischen Geräte.



Geräumiger Korb (15 L) für Ihre persönlichen Sachen.

Unterstützende Technologie



Zweimotoriges System: Die Motoren können sich in entgegengesetzte Richtungen drehen, sodass der Scooter auf der Stelle präzise Kurven fahren kann.



Lenkwinkelsensor: Eine Sicherheitsfunktion, die die Geschwindigkeit beim Abbiegen automatisch anpasst, um ein optimales und sicheres Fahrerlebnis zu gewährleisten.



Stabilisator: Diese Integration von Stabilisator und Einzelradaufhängung sorgt für unübertroffene Stabilität, insbesondere in engen Kurven.



Robuster Rahmen: Der Hauptrahmen besteht aus hochfestem Aluminium für eine langlebige und leichte Ausführung.

Optimale Nutzung Ihres WHILL

Personalisierte Erfahrung mit der WHILL-App*

*Die Verfügbarkeit kann je nach Standort variieren

Schnelle Akku-Lösungen

🕒 Ladedauer 5 Stunden

⚡ Fahrreichweite 19 km

🤝 Entwickelt in Zusammenarbeit mit LG



Auch in einer 3-Rad-Version erhältlich
Gleiche Laufruhe, noch kleinerer Wenderadius



Technische Daten

Leistung

Reichweite bei vollem Akku	Bis zu 17,2 km
Max. Geschwindigkeit*	8 km/h 6 km/h
Bodenfreiheit	55 mm
Hindernisüberwindung	50 mm
Max. Steigung	10°
Wenderadius	970 mm
Tragfähigkeit	147 kg
Für Flugreisen zugelassen	Ja
Wettergeprüft	IPX5
Federung	Vollfederung mit Stabilisator

*Die Höchstgeschwindigkeit hängt von den örtlichen Vorschriften ab.

Farbvariationen



○ Iconic White



● Silky Bronze



● Garnet Red



● Lapis Blue



● Racing Green

Akku und Stromversorgung

Ladezeit	Bis zu 5 Stunden
Akkutyp	Lithium-Ionen

Größe und Gewicht

Breite des Fahrzeugs	535 mm
Länge des Fahrzeugs	1.160 mm
Höhe des Fahrzeugs	868 mm
Gewicht, komplett montiert	56,8 kg
Erhältliche Sitzgrößen	432 mm
Breite zusammengeklappt	535 mm
Länge zusammengeklappt	1.160 mm
Höhe zusammengeklappt	835 mm

Staubbreite der Sitzbaugruppe	535 mm
Staulänge der Sitzbaugruppe	488 mm
Stauhöhe der Sitzbaugruppe	318 mm

Staubbreite der Lenkeinheit	535 mm
Staulänge der Lenkeinheit	287 mm
Stauhöhe der Lenkeinheit	435 mm

Staubbreite der Antriebseinheit	485 mm
Staulänge der Antriebseinheit	908 mm
Stauhöhe der Antriebseinheit	365 mm

Gewicht des schwersten Teils (Antriebseinheit)	20,9 kg
--	---------

WHILL Europe

Johan Cruijff Boulevard 65, 1101 DL, Amsterdam, Niederlande
 eu.info@whill.inc www.whill.inc



743-00044

- Dieses Gerät wurde entwickelt, um Menschen, die einen Elektrorollstuhl bedienen können, im Freien und in Innenräumen als Mobilitätshilfe zu dienen.
- Dies ist ein Elektrorollstuhl der Klasse A.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Sitz in einem Auto oder einem anderen Fahrzeug. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät beschädigt wird und sich dadurch ein Unfall ereignet.
- Die Zubehörteile finden Sie auf der Website.