

# WHILL Model F



WHILL

Το ιδανικό ηλεκτρικό  
αμαξίδιο για τα ταξίδια  
σας είναι εδώ.

Ελαφρύ, πτυσσόμενο, ευέλικτο.  
Το Model F σας δίνει τη δυνατότητα  
να εξερευνάτε τον κόσμο σας με  
μεγαλύτερη κινητικότητα και  
ανεξαρτησία.

Απολαύστε την ίδια απόδοση  
και ευφυή τεχνολογία για την  
οποία είναι γνωστή η WHILL  
με ολοκαίνουργια πτυσσόμενη  
σχεδίαση.



## Πτυσσόμενη σχεδίαση

Εύκολη μεταφορά του Model F σε λεωφορεία,  
τρένα και αεροπλάνα, ή στο πορτμπαγκάζ  
ενός αυτοκινήτου ή ταξί.\*



Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, μπορείτε  
να αποθηκεύετε το Model F με  
ευκολία σε μια ντουλάπα ή σε κάποιο  
διακριτικό σημείο του δωματίου.



\*Το Model F δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως κάθισμα κατά τη μεταφορά του.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι ορθές κατά τον χρόνο εκτύπωσης και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός να τροποποιήσουμε τις προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

# Ελαφρύ

Με βάρος μόλις 24 kg, το Model F είναι ένα από τα ελαφρύτερα ηλεκτρικά αμαξίδια στη σύγχρονη αγορά.\*\*



Ανώτατη ταχύτητα



Εύρος



Ύψος αποφυγής εμποδίων



Ακτίνα στρέψης 780 mm για απότομες στροφές

# Ευφυής συνδεσιμότητα

Η εφαρμογή WHILL σας δίνει τη δυνατότητα ελέγχου βασικών πληροφοριών της συσκευής καθώς και τη δυνατότητα απομακρυσμένης οδήγησης του Model F.



Δυνατότητα απομακρυσμένης οδήγησης, κλειδώματος/ξεκλειδώματος και διαχείρισης των ρυθμίσεων ταχύτητας μέσω της εφαρμογής smartphone WHILL.

# Οδήγηση δίχως άγχος

Αφοσιωθείτε στις δραστηριότητές σας και απολαύστε το περιβάλλον γύρω σας γνωρίζοντας ότι το Model F θα σας κρατήσει ασφαλείς κατά την οδήγηση.



Ασφαλής οδήγηση σε ανηφόρες ή κατηφόρες με κλίση 10°.



\*\*Το βάρος είναι 26,7 kg, αν δεν αφαιρεθεί η μπαταρία. Η μπαταρία έχει βάρος 2,7 kg.

Σημείωση: Το εύρος οδήγησης των 20 km διαφέρει βάσει του βάρους του χρήστη, της επιφάνειας οδήγησης, του εδάφους, της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, της ρύθμισης ταχύτητας και της φόρτισης και της κατάστασης της μπαταρίας.

# Εξατομίκευση

Επιλέξτε μέσα από πέντε χρώματα και μια μεγάλη ποικιλία από αξεσουάρ που ταιριάζουν με το προσωπικό σας στυλ και βελτιώνουν την εμπειρία οδήγησης που απολαμβάνετε.

## Επιλογές χρώματος



- Λευκό   ● Μαύρο   ● Ανοιχτό πράσινο  
● Κόκκινο   ● Ανοιχτό μπλε



Το χειριστήριο μπορεί να τοποθετηθεί είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά πλευρά.

## Αξεσουάρ



Μπαταρία



Φορτιστής μπαταρίας



Ζώνη ασφαλείας για τη μέση



Joystick



Καλάθι



Υποδοχή μαστουγιού

## Προαιρετικό μέρος



Κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη

# Προδιαγραφές

Εύρος οδήγησης	Έως και 20 km	Μέγιστη ταχύτητα***	6 km/h
Πτυσσόμενο	Ναι	Μέγ. κλίση	10°
Ακτίνα στρέψης	780 mm	Ύψος αποφυγής εμποδίων	35 mm
Διαθέσιμα μεγέθη καθίσματος	18"	Πλάτος ανάμεσα στα μπράτσα	Ρυθμιζόμενο: 2 θέσεις (16", 18")
Πλάτος συσκευής	555 mm / 605 mm	Μήκος συσκευής	935 mm (465 mm διπλωμένο)
Βάρος συσκευής	26,7 kg	Χρόνος φόρτισης	~ 5 ώρες
Διαθεσιμότητα εφαρμογής	Ναι, με απομακρυσμένο χειρισμό	Εγκριμένο για αεροπορικά ταξίδια	Ναι
Μέγ. μεταφορική ικανότητα	Έως και 115 kg	Βραχίονας με δυνατότητα εναλλαγής	5 χρώματα
Μπαταρία	Ιόντων λιθίου (25,3 V 10 Ah)	Καλύμματα	IPX4
		Αντοχή στο νερό	

\*\*\*Η επιτάχυνση ή/και η επιβράδυνση μπορεί να αλλάξουν κατά την οδήγηση σε έδαφος με μεγάλη κλίση.

## WHILL Europe B.V.

Johan Cruijff Boulevard 61, 1101 DL, Άμστερνταμ,  
Κάτω Χώρες info@whill-europe.com www.whill.inc

