


必ずご登録ください

WHILL ID 登録のご案内


WHILL IDとは？

ウィルのある生活を快適に送っていただくために、あらゆるサービスと機体とあなたを繋いでサポートする仕組みです。ウィルの利用を始めたらずはご登録ください。




迅速なトラブルサポート

いつ起こるかわからない機体トラブル、1日でも早く修理したい。そんな方も、WHILL IDにお持ちの機体を登録しておけば、スムーズに修理のご案内をさせていただきます。




おまかせ定期メンテナンス

購入後、どうやってWHILLをメンテナンスしたら良い？消耗品はいつ交換するべき？ご安心ください、WHILL IDがあなたに変わって、点検タイミングを自動でお知らせします。WHILL IDのメニューから、最寄りの認定修理店へ点検申込が可能です。



手軽に修理申込や履歴の確認

お引越しをご検討ですか？ご安心ください。転居先でも最寄りの認定修理取扱店で、これまで通りのサポートを受けることができます。新たな修理申込はもちろん、これまでの修理履歴もWHILL IDのメニューから簡単に確認が可能です。



付帯サービスの購入

ケガや外出先でのトラブルに備え、WHILL Premium/Smart Care加入を検討されていますか？WHILL IDに登録後、オンラインストアから購入いただけます。

あなたのWHILL ID登録時に必要な情報です。ご記入し、お手元にお持ちください。

メールアドレス

パスワード

STEP

アカウントに機体を連携


4

左のメニューから「WHILL機体管理」を選択して、連携をスタートしましょう

1 機体の選択




2 連携を始める



3 モデルを選択



4 ラベルの確認



5 製造番号の入力



6 ID・パスワードを用意



※取扱説明書末尾のラベルをご確認ください。

7 IDを入力



8 パスワードを入力



機体の連携が完了

