

# WHILL Model A/Cの違い



## WHILL Model A

パワフル

フィッティング  
性能

安定性

悪路での走破性やフィッティング性能がModel Cより優れている。そのため、砂利道等でのご利用や細かなフィッティングが必要な方に推奨。

メーカー希望小売価格	995,000円
サイズ	長さ89cm 幅60cm 高さ74-90cm
走行距離	最大20km
充電時間	9時間(鉛バッテリー本体内蔵)
バッテリー表示	5段階表示
駆動方式	4WD
片流れ防止	なし
重量	116kg
段差乗越え	7.5cm
回転半径	70cm
カラーバリエーション	2色

\*介護保険レンタルモデルはModel AK/AM

## WHILL Model C

分解車載

軽量

8色展開

分解ができるため、乗用車への車載が可能。またバッテリーの取外しができるため、室内での充電が容易。操作部の左右交換やフィッティングの簡易性が向上。

メーカー希望小売価格	450,000円
サイズ	長さ98.5cm 幅55cm 高さ74-94cm
走行距離	最大16km
充電時間	5時間(リチウムイオン 取外し可能)
バッテリー表示	100%表示
駆動方式	2WD
片流れ防止	あり
重量	52kg
段差乗越え	5cm
回転半径	76cm
カラーバリエーション	8色

\*介護保険レンタルモデルはModel CK

フィル  
WHILL株式会社

本社

〒230-0045 横浜市鶴見区末広町1-1-40 横浜市産学共同研究センター実験棟F区画

西日本オフィス

〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町93番地 京都リサーチパーク 6号館418号室


個人のお客様向けお問い合わせ

0120-062-416

(IP電話の方: 050-3085-9840) 平日: 9:00~19:00

# WHILL Model A/C

## フィッティング項目の違い



Model A

Model C

バックサポート高さ(座面から)	無段階(435-515mm)	無段階(340-460mm)
バックサポート角度	4段階(94,96,98,100°)	3段階(90,95,100°)
アーム角度	4段階(45,50,56,62°)	固定(45°)
コントローラー左右交換	可	可
コントローラーの高さ(床から)	12段階(720-855mm)	4段階(670,690,710,730mm)
アーム前後位置	固定	前後45mm
シート角度	4段階(1,4,7,10°)	固定(6°)
シート長さ	5段階(400,425,450,475,500mm)	3段階(375,400,425mm)
シート高さ(床から)	3段階(425,445,465mm)	5段階(405,425,445,465,485mm)
フットサポート長さ	5段階(0,25,50,75,100mm)	固定
フットサポート角度	無段階(0-10°)	固定(0°)
フットサポート高さ(床から)	4段階(103,128,153,178mm)	固定(115mm)