



点検整備記録書

ご利用者様名	機種名	資産管理番号	実施日付
様			20 年 月 日

電動カートの点検項目		結果
外観	外装部品の損傷	
	オプション品の取付け状態	
	リアランプ点灯	
前輪	亀裂・損傷・摩耗 (溝深さ mm)	
後輪	亀裂・損傷・摩耗 (溝深さ mm)	
ハンドル	ガタつき	
	左右の切れ角	
アクセルレバー	作動・戻り具合	
コントローラー	損傷・ガタつき	
	表示 (バッテリー残量、速度設定)	
	ボタン操作 (速度設定、電源、ホーン)	
	ホーン (音、音量)	
キー	フロントライト点灯	
	作動具合	
	直進性	
	速度設定	
走行機能	コーナー減速機能	
	ハンドルの操作性	
	制動性能 (停止距離 1.5m 以内)	
	ブレーキ	電磁ブレーキの効き具合
シート	クッションの状態	
	回転状態・ロック操作	
	アームレストの状態	
充電	充電器の損傷・異常	
	充電ランプ表示	
バッテリー	損傷	
	交換の必要性 (稼働時間/最大容量)	
その他	タイヤの取り付け状態	
	スマートキー操作	
	分解・折りたたみ	

電動車いすの点検項目		結果
外観	外装部品の損傷	
	オプション品の取付け状態	
	リアランプ点灯	
前輪	亀裂・損傷・摩耗 (溝深さ mm)	
後輪	亀裂・損傷・摩耗 (溝深さ mm)	
コントローラー	損傷・ガタつき	
	表示 (バッテリー残量、速度設定)	
	ボタン操作 (速度設定、電源、ホーン)	
	ホーン (音、音量)	
走行機能	ジョイスティックの操作性	
	直進性	
	旋回性	
	速度設定	
ブレーキ	制動性能 (停止距離 1.5m 以内)	
	電磁ブレーキの効き具合	
シート	クッションの状態	
	アームレストの状態	
充電	充電器の損傷・異常	
	充電ランプ表示	
バッテリー	損傷	
	交換の必要性 (稼働時間/最大容量)	
その他	タイヤの取り付け状態	
	スマートキー操作	
	分解・折りたたみ	

※点検実施表示

レ:異常なし ×:交換 △:調整 A:調整 T:増し締め C:清掃 L:注油 /:該当なし

ご利用状況 ①運転・操作 ②目的地 ③保管・充電場所

備考

点検実施 (店名・電話番号)	点検者	ご利用者様



(続柄:)