



安全運転適合確認書

ご利用者様名	機種名	資産管理番号	実施日付
様			20 年 月 日

確認項目		結果
■ご利用にあたっての説明		
乗る前の注意	眠気がある時、気分が優れない時は利用を控えてください。	済
	乗車時は電源が OFF の状態ですか。	済
	電磁ブレーキがかかっていますか。(本体下側の赤いレバー。外れていた場合エラーコード 03 が表示)	済
	運転に支障がない服装ですか。(丈の長いスカート、マフラーの巻き込み注意)	済
	座面奥まで深く腰をかけてください。(Model RK の場合はバックミラーを調整ください)	済
	肘掛けを降ろし、フットサポート(足置き)に足を降ろします。(アームが上がった状態でコントローラーを操作するとエラーコード 01 が表示)	済
保管方法	充電方法は、充電器のコネクタをバッテリーの充電ポートに接続します。1 ヶ月に 1 回は必ず充電してください。	済
	保管場所は、直射日光や雨に晒される場所を避け、屋内や、カバーを掛けて保管してください。	済
交通ルール	歩行者扱いで歩道を走行します。歩道がない道路の場合は、路側帯を右側通行します。	済
	踏切を渡る時は、手前で一旦停止、線路に対し直角に通行します。	済
	横断時は横断歩道を通り、点滅信号では渡らないでください。	済
	「横断禁止」ではない見通しのよい直線道路のみ、よく左右を確認してから道路に対して直角に横断します。	済
緊急時の対処・ 禁止事項	故障や事故時には、周囲の人に助けを求めてください。クラッチ(ブレーキ)を解除(手動)にし、手押しで脱出移動をしてください。	済
	雨天時は利用を避けてください。砂地や沼地などの柔らかい路面、雪道や凍結した路面では使用しないでください。	済
	牽引、ベットの散歩、2 人乗り、115kg(CK2)、136kg(CK Lite)、147kg(RK)を超える積載、飲酒運転、走行中の携帯電話の操作はしないでください。	済
■身体能力等の確認		
移乗のチェック	機体への乗り降りが安全にできますか。	良
基本操作等のチェック	コントローラー(CK2/CK Lite)/レバー(RK)に触れず、電源 ON (触れた状態で電源を入れるとエラーコード 02 が表示)	良
	バッテリー残量が十分ありますか。(50%前後で充電)	
	スピード設定は、慣れるまでは低速(速度表示 1 または 2、2km/h 位)でご使用ください。	良
	速度の操作、ブレーキ操作、ハンドル操作はできますか。	良
	発進時前後左右を目視で確認ください。後進時も目視で確認ください。	良
	降りるときは電源 OFF してください。(ON のままでは誤発進の危険)	良
■運転適性の確認		
通行区分	走行路を理解して走行できる。(踏切や段差など危険な場所は回避してください)	良
場所ごとの走行	傾斜や段差等、場所ごとの注意点を理解して走行できる。	良
安全確認	前後左右の安全確認ができる、発進のタイミングを判断できる。	良
速度調節	状況に応じた速度の判断ができる。	良
前後進・右左折	真っ直ぐに走行できる、内輪差を考慮して曲がることができる。	良
停止	目標地点で的確に止まることができる。	良
道路の横断	一旦停止・速度調節 発進のタイミング等、安全に横断できる。	良
踏切の横断	一旦停止・速度調節 直角進入等、安全に横断できる。	良・無
緊急離脱方法(踏切の場合)	踏切内で停車した場合の対処方法の説明・指導。(踏切で立ち往生した場合は、非常ボタンを押してもらい、脱出を優先ください)	良・無

利用ルート上の注意箇所、留意点、アドバイス等

実施店舗/営業所 (店名・電話番号)	実施担当者	ご利用者様
	印	印

(続柄:)