

WHILL Model F



WHILL

Wózek inwalidzki elektryczny idealny w podróży.

Lekki, składany, zwrotny. Model F pozwala odkryć świat z większą mobilnością i niezależnością.

Dzięki nowej, składanej konstrukcji doświadczysz tej samej inteligentnej technologii i funkcjonalności z której słynie firma WHILL.



Składana konstrukcja

Łatwy transport Modelu F w bagażniku samochodu, w autobusach, pociągach i samolotach.*



Nieużytkowany Model F można wygodnie przechowywać w szafie lub innym, dowolnym miejscu.



*Model F nie może być używany jako siedzenie podczas transportu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są aktualne w momencie drukowania i zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Lekkość

Ważący zaledwie 24 kg model F jest jednym z najlżejszych elektrycznych wózków inwalidzkich na rynku.**



Prędkość maksymalna



Zasięg



Przejazd przez przeszkodę



Promień skrętu 780 mm

Inteligentne sterowanie

Aplikacja WHILL umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem oraz sprawdzenie kluczowych informacji o Twoim modelu.



Jazda sterowana zdalnie, blokowanie/odblokowanie urządzenia oraz zarządzanie ustawieniami prędkości za pomocą aplikacji na smartfona WHILL.

Bezpieczeństwo

Aktywnie korzystaj z otoczenia, wiedząc, że Model F zapewni Ci bezpieczeństwo podczas jazdy.



Bezpieczny wjazd lub zjazd ze stoków o nachyleniu 10°.



**Waga 26,7 kg. z akumulatorem. Akumulator waży 2,7 kg.

Uwaga: Zasięg jazdy wynoszący około 20 km zależy od wagi użytkownika, nawierzchni, ukształtowania terenu, temperatury otoczenia, ustawienia prędkości oraz poziomu naładowania i stanu akumulatora.

Dostosowanie

Wybierz jeden z aż pięciu dostępnych kolorów i stwórz swój własny, osobisty styl, wykorzystując szeroką gamę akcesoriów.

Opcje kolorów



- Biały ● Czarny ● Jasnozielony
● Czerwony ● Jasnoniebieski



Kontroler może być umieszczony po lewej lub prawej stronie.

Akcesoria



Akumulator



Ładowarka do akumulatora



Pas biodrowy



Klucz inteligentny



Joystick



Kosz



Uchwyt do łaski

Element opcjonalny



Ostona przeciwkurzowa

Specyfikacja

Zasięg jazdy	Aż do 20 km	Maksymalna prędkość***	6 km/h
Funkcja składania	Tak	Maksymalne nachylenie	10°
Promień skrętu	780 mm	Przejazd przez przeszkodę	35 mm
Dostępne rozmiary siedziska	18"	Szerokość między podkietnikami	Możliwość regulacji: 2 pozycje (16", 18")
Szerokość urządzenia	555 mm / 605 mm	Długość urządzenia	935 mm (465 mm po złożeniu)
Waga urządzenia	26,7 kg	Czas ładowania	~ 5 godz.
Włączona aplikacja	Tak, za pomocą pilota	Możliwość użytkowania w podróży lotniczej	Tak
Maksymalny ciężar udźwigu	zdalnego sterowania	Wymienne oparcie	5 kolorów
Akumulator	Aż do 115 kg Litowo-jonowy (25,3 V 10 Ah)	Obudowy Wodoodporność	IPX4

***Wartość przyspieszenia i/lub zwalniania może ulec zmianie w przypadku jazdy po stromych zboczach.

-To urządzenie jest przeznaczone do zapewnienia mobilności osobom, które nie mają problemów z obsługą wózka elektrycznego.

-Model F firmy WHILL jest klasyfikowany jako wózek inwalidzki klasy A.

WHILL Europe B.V.

Johan Cruijff Boulevard 61, 1101 DL, Amsterdam,
Holandia info@whill-europe.com www.whill.inc

