

WHILL Model F



WHILL

Ya está aquí la silla eléctrica perfecta para viajar.

Ligera, plegable, manejable. La model F le permite explorar su mundo con una mayor movilidad e independencia.

Experimente el mismo rendimiento y la tecnología inteligente por las que es conocida WHILL, ahora con un diseño plegable.




Diseño plegable

Transporte fácilmente la model F en autobuses, trenes y aviones o en el maletero de un coche o un taxi.*



Si no se utiliza, la model F se puede almacenar cómodamente en un armario o en un rincón apartado de la estancia.



*La model F no se debe utilizar como asiento mientras se transporta.

La información incluida en este documento es correcta en el momento en el que se ha imprimido y nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Ligera

Con un peso de tan solo 24 kg, la model F es una de las sillas eléctricas más ligeras del mercado.**



Velocidad
máxima



Autonomía




Superación
de obstáculos



Radio de giro de 780 mm
para giros cerrados

Conexión inteligente

La aplicación de WHILL le permite comprobar la información principal del vehículo y conducir la model F de forma remota.



Conduzca de forma remota, bloquee/desbloquee la silla y configure los ajustes de velocidad a través de la aplicación de WHILL para smartphones.

Conducir con total tranquilidad

Participe en actividades y disfrute de su entorno de forma segura con la model F.



Suba y baje de forma segura
pendientes de hasta 10°.



**El peso es de 26,7 kg, si no se retira la batería. La batería pesa 2,7 kg.

Nota: El rango de conducción de 20 km variará debido al peso del usuario, la superficie de conducción, el terreno, la temperatura ambiente, el ajuste de velocidad y la carga y el estado de la batería.

Personalización

Elija entre cinco colores y una gran selección de accesorios para combinar con su estilo y mejorar su experiencia de conducción.

Opciones de color



○ Blanco ● Negro ● Verde claro
● Rojo ● Azul claro



El joystick se puede colocar al lado izquierdo o derecho.

Accesorios



Porta bastones



Cargador de batería



Cinturón subabdominal



Llave inteligente



Llave inteligente



Joystick



Cesta

Parte opcional



Funda protectora

Especificações

Autonomía	Hasta 20 km	Velocidad máxima***	6 km/h
Plegable	Sí	Máx. inclinación	10°
Radio de giro	780 mm	Superación de obstáculos	35 mm
Tamaños de asiento disponibles	18"	Ancho entre reposabrazos	Ajustable: 2 posiciones (16", 18")
Ancho del vehículo	555 mm / 605 mm	Longitud del vehículo	935 mm (465 mm cuando está plegado)
Peso del vehículo	26,7 kg	Tiempo de carga	~ 5 horas
Aplicación activada	remoto	Aprobado para viajes aéreos	Sí
Capacidad de peso máxima	Hasta 115 kg	Brazo intercambiables	5 colores
Batería	Iones de litio (25,3 V 10 Ah)	Cubiertas	
		Resistencia al agua	IPX4

***La aceleración o desaceleración puede cambiar si se conduce en pendientes pronunciadas.

-Este dispositivo está diseñado para proporcionar movilidad a personas con capacidad para conducir una silla eléctrica.
-La WHILL Model F está clasificada como silla de ruedas de clase A.

WHILL Europe B.V.

Johan Cruijff Boulevard 61, 1101 DL, Amsterdão,
Países Baixos info@whill-europe.com www.whill.inc



CE UK REF 743-00023