



# WHILL Model F



# Le fauteuil roulant électrique parfait existe.

Léger, pliant, maniable.  
Le Model F vous permet  
d'explorer votre environnement  
avec une plus grande mobilité  
et indépendance.

Faites l'expérience de la  
performance et de la  
technologie intelligente qui font  
la réputation de WHILL avec une  
nouvelle conception pliante.




## Conception pliante

Transportez facilement le Model F  
dans un bus, un train, un avion – ou  
dans le coffre d'une voiture ou d'un  
taxi.\*



Lorsqu'il n'est pas utilisé,  
le Model F peut être rangé dans un  
placard ou dans un coin de la  
pièce.



\*Le Model F ne doit pas être utilisé comme fauteuil pendant le transport.

Les informations de ce document sont correctes au moment de l'impression. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

## Léger

Pesant seulement 24 kg, le Model F est un des fauteuils roulants électriques les plus légers actuellement sur le marché.\*\*



Vitesse maximum



Autonomie



Dégagement d'obstacles



Rayon de braquage de 780 mm pour les virages serrés

## Connecté

L'application WHILL vous permet de vérifier des informations essentielles de l'appareil et de piloter le Model F à distance.



Pilotez à distance, verrouillez/déverrouillez et gérez les réglages de vitesse via l'application pour smartphone WHILL.

## Roulez l'esprit tranquille

Restez actif et maîtrisez votre environnement en sachant que le Model F vous transportera en toute sécurité.



Roulez en toute sécurité sur des pentes ascendantes ou descendantes à 10°.



\*\*Poids de 27,1 kg avec la batterie. La batterie pèse 2,7 kg.

Remarque : L'autonomie de 20 km variera en fonction du poids de l'utilisateur, de la surface empruntée, du terrain, de la température ambiante, du réglage de vitesse, de la charge et de l'état de la batterie.



# Personnalisation

Choisissez parmi cinq couleurs et une grande sélection d'accessoires correspondant à votre style personnel et améliorez votre expérience de conduite.

## Options de couleurs



- Blanc
- Noir
- Vert clair
- Rouge
- Bleu clair



La commande peut être positionnée du côté gauche ou droit.

## Accessoires



- Batterie
- Chargeur de batterie
- Ceinture ventrale
- Porte-canne



- Clé électronique
- Joystick
- Panier

## Équipements optionnels



- Housse de protection

# Spécifications

Autonomie de conduite	Jusqu'à 20 km	Vitesse maximum***	6 km/h
Pliant	Oui	Inclinaison max.	10°
Rayon de braquage	780 mm	Dégagement d'obstacles	35 mm
Tailles de fauteuil disponibles	450 mm	Longueur de l'appareil	935 mm (465 mm plié)
Largeur de l'appareil	555 mm / 605 mm	Temps de charge	~ 5 heures
Poids de l'appareil	24,4 kg (sans batterie)	Approuvé pour le transport aérien	Oui
Commandé par une application	Oui, avec commande à distance	Bras remplaçable Caches	5 couleurs
Capacité de poids max.	Jusqu'à 115 kg	Imperméable	IPX4
Batterie	Lithium-ion (25,3 V 10 Ah)		

\*\*\*Le degré de décélération et /ou d'accélération peut changer lors de la conduite sur des pentes raides.

-Ce dispositif est destiné à fournir une mobilité aux personnes qui sont à l'aise avec l'utilisation d'un fauteuil électrique.  
-Le modèle F de WHILL est classé dans la catégorie A des fauteuils roulants.

## WHILL France

5b rue du Docteur Stein 21000 Dijon, France

Tél. : +33.3.73.73.73.73

E-mail : france@whill.inc

Site web : www.whill.inc/fr/



Planifiez un essai gratuit à domicile avec le code QR



CE UK REF 743-00032