

# WHILL Model F



WHILL

# Ecco la Carrozzina elettrica da viaggio perfetta.

Leggera, pieghevole, manovrabile. Il Model F consente di esplorare il mondo con maggiore mobilità e indipendenza.

Apprezzerai le stesse performance e tecnologia smart per cui WHILL è rinomata nel nuovo design pieghevole.



## Design pieghevole

Sarà facile trasportare il Model F su autobus, treni e aerei oppure nel bagagliaio di un'auto o di un taxi.\*



Se non utilizzato, è possibile riporre comodamente il Model F in un armadio o in un angolo della stanza.



\*Non utilizzare il Model F come un sedile durante il trasporto.

Le informazioni contenute nella presente sono corrette al momento della stampa e ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

## Leggera

Grazie al peso di soli 24 kg, il Model F è una delle carrozzine elettriche più leggere attualmente sul mercato.\*\*



Velocità  
massima



Autonomia



Altezza  
massima  
ostacoli



Raggio di curvatura 780 mm  
per curve strette

## Connessione intelligente

L'app WHILL consente di verificare le informazioni sul dispositivo e guidare il Model F da remoto.



Guida da remoto, blocco/sblocco e gestione delle impostazioni di velocità con l'app smartphone WHILL.

## Guida in serenità

Partecipa alle attività e scopri il mondo che ti circonda grazie alla sicurezza di guida garantita dal Model F.



Guida in sicurezza su pendii con inclinazione di 10° in salita o in discesa.



\*\*Peso 26,7 kg. con batteria installata. La batteria pesa 2,7 kg.

Nota: L'autonomia di guida di 20 km varierà in base a peso dell'utente, superficie di guida, fondo stradale, temperatura ambiente, velocità impostata, carica e stato della batteria.

# Personalizzazione

Scegli tra cinque colori e una vasta gamma di accessori adatti al tuo stile personale e che miglioreranno la tua esperienza di guida.

## Opzioni di colore



○ Bianco ● Nero ● Verde chiaro  
● Rosso ● Azzurro



Il controller è posizionabile a destra o a sinistra.

## Accessori



Batteria



Caricabatterie



Cintura di sicurezza



Joystick



Cesto



Supporto per il bastone

## Parte opzionale



Parapolvere

## Specifiche

Autonomia di guida	Fino a 20 km	Velocità massima***	6 km/h
Pieghevole	Sì	Inclinazione max	10°
Raggio di curvatura	780 mm	Altezza massima ostacoli	35 mm
Dimensioni sedile disponibili	18"	Larghezza tra leve dei braccioli	Regolabile: 2 posizioni (16", 18")
Larghezza del dispositivo	555 mm / 605 mm	Lunghezza del dispositivo	935 mm (465 mm da piegato)
Peso del dispositivo	26,7 kg	Tempo di carica	~ 5 ore
App abilitata	Sì, con controllo remoto	Adatto ai viaggi aerei	Sì
Capacità di peso max	Fino a 115 kg	Bracciolo intercambiabile	5 colori
Batteria	Ioni di litio (25,3 V 10 Ah)	Coperture	IPX4

\*\*\* L'accelerazione e/o la decelerazione possono variare in caso di guida su pendii ripidi.

-Questo dispositivo è destinato a fornire mobilità a persone che hanno familiarità con l'uso di una sedia a rotelle.  
-Il modello F di WHILL è classificato come sedia a rotelle di classe A.

WHILL Europe B.V.

Johan Cruiff Boulevard 61, 1101 DL, Amsterdam,  
Paesi Bassi info@whill-europe.com www.whill.inc



CE UK REF 743-00022