



WHILL Model C2



Beweeg meer. Leef meer.

De compacte, krachtige en veelzijdige WHILL Model C2 is uw metgezel tijdens al uw avonturen, zowel binnenshuis als buitenshuis.





Intuïtief en wendbaar

Handig, zelfs bij weinig ruimte



Opklapbare arMLEuning
Til de arMLEuning op om gemakkelijk vanaf de zijkant in de stoel te gaan zitten. Ga op de voetsteun staan voor extra stabiliteit.



Draaicirkel van 76 cm
De WHILL is gemakkelijk te besturen en kan door smalle doorgangen rijden, waardoor hij ideaal is voor gebruik in kleine binnenruimtes.



Moderne, intuïtieve controller
Schakel de stroom in en regel de snelheid met één hand. De WHILL remt automatisch wanneer u de controller loslaat, zelfs op een helling.
De controller kan zowel links als rechts op het voertuig worden aangebracht.





Krachtig, superieur rijgedrag

Met de WHILL Model C2 komt u op plaatsen die andere rolstoelen niet kunnen bereiken.

Dankzij de twee krachtige motoren en innovatieve wielen kan de WHILL Model C2 gebruikt worden op terreinen die een standaardrolstoel niet aankan. Problemen met kuilen in de weg, oneffen terrein, gras en grind behoren tot het verleden.



Het voertuig overwint moeiteloos obstakels van maximaal 5 cm hoog.



De achterwielophanging absorbeert schokken bij het rijden over hobbelige wegen of obstakels.



De WHILL Model C2 is zodanig ontworpen dat hij niet kan wegglijden. Blijf rechtdoor rijden, ook op hellende rijbanen.



Compact en gemakkelijk te vervoeren

Neem hem overal mee naartoe!

De WHILL Model C2 is licht van gewicht, kan snel uit elkaar worden gehaald en past in de kofferbak van elke auto. U kunt hem tijdens uw vlucht ook in het bagageruim meenemen.



WHILL uit elkaar halen

Klik op deze link, scan de QR-code en ontdek hoe u het voertuig in vier stappen uit elkaar kunt halen:





5 uur
opladen

Bereik
18 km

Gewicht
2,7 kg

Verwijderbare lithium-ion-accu

Garandeert de hele dag lang stroom en autonomie.

De accu, die in samenwerking met LG is ontwikkeld, is in vijf uur opgeladen en geeft de WHILL Model C2 een bereik van 18 km en genoeg stroom om de hele dag mee te gaan. Optionele accu's en opladers zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

De accu is verwijderbaar en kan worden opgeladen door hem op een gewoon stopcontact aan te sluiten.



Bestuur uw WHILL met de app*



- > Bestuur de WHILL op afstand.
- > Stel de maximumsnelheid, de gevoeligheid van de besturing en de versnelling in.
- > Bekijk de accustatus in real time.
- > Houd uw activiteit bij: reisafstand en rijtijd.

*WHILL Model C2-/F-reeks



Kies de kleur die bij u past

De arMLEuningkappen zijn in tien zorgvuldig geselecteerde kleuren verkrijgbaar. Verander eenvoudig van kleur op basis van uw stemming of persoonlijke stijl!



Blauw



Zwart



Lichtgroen



Rood



Roze



Lichtblauw



Goud



Grijs



Paars

Aanpasbaar comfort

De WHILL Model C2 past zich aan uw behoeften aan

Verstelbare buisvormige rugsteun
(bevestigingssysteem rugsteun Model C2 – zie pagina 19)



Met het buisvormige rugsteunframe en andere accessoires kunt u de positioneringsoplossingen aanpassen aan uw behoeften. (Het buisvormige frame is alleen als optie verkrijgbaar. Neem bij het kiezen van het type verstelbare rugsteun contact op met uw gebruikelijke verkoper en/of ergotherapeut.)



Wandelstokhouder

Beschikbare zittingbreedtes.....	40, 45, 50 cm
Hoogte van het voertuig	760-840 mm
Gewicht volgens de zittingmaat	40: 51,3 kg
*zonder het buisvormige frame	45: 52 kg
	50: 52,2 kg
Maximaal gewicht van de gebruiker.....	40: 115 kg
afhankelijk van de zittingbreedte	45: 136 kg
	50: 136 kg



Type muis



Type stick



U-vormig type

Armsteunbekledingen
(niet-medisch apparaat)



Voetsteun



Ervaringen van gebruikers

« Mijn WHILL is allereerst mijn beste vriend. Dankzij hem kan ik weer gaan waar ik wil! » Olivier



« Ik wilde een rolstoel die er niet uitziet als een rolstoel. Ik was op zoek naar een echte blikvanger. En hij heeft zoveel mogelijkheden. Een ongelooflijk staaltje innovatie! Ik ben veel actiever nu ik mijn WHILL heb. En als mensen mij en mijn rolstoel zien, roepen ze me zodat ik een praatje met ze kan maken. » Nicolas

« Na het uitproberen van een aantal elektrische rolstoelen, mijn favoriete manier om weer vrij te zijn, koos ik voor de WHILL C2. Ik heb geen moment getwijfeld. Dankzij de ongeëvenaarde stabiliteit op hellingen en het extreem comfortabele, responsieve rijgedrag overwint hij moeiteloos hindernissen en kuilen. Ja, je kunt wel stellen dat ik mijn vrijheid heb teruggekregen. » Bertrand



« Omdat ik een beperking heb, was ik zo dankbaar dat ik WHILL ontdekte. De rolstoel hielp me mijn leven weer op te bouwen. Hij ziet er goed uit, is gemakkelijk te besturen in kleine ruimtes, kan elk terrein aan en kan dankzij de innovatieve wieltechnologie obstakels van 5 cm overwinnen. Hij is mijn persoonlijke voertuig en heeft me in staat gesteld om actiever te zijn en weer volop van het leven te genieten, samen met de mensen die me dierbaar zijn. De WHILL is een compacte designrolstoel. Hij straalt dynamiek uit en beweging geeft vitaliteit! » Valérie




« Eerst dacht ik dat de afstandsbediening een hebbedingetje was, maar hij komt echt van pas. Ik gebruik hem onder meer om van mijn bed naar een stoel te gaan, om te douchen, om de WHILL te verplaatsen en op te bergen en voor bezoeken aan de dokter. » Pascal

« Omdat ik vrij klein ben, had ik een lichte, wendbare oplossing nodig die ook kon worden opgevouwen om gemakkelijk in de auto te passen. De WHILL heeft me meer zelfstandigheid en onafhankelijkheid gegeven, wat voor mij erg belangrijk is. » Stéphanie

Technische specificaties

Alles aan de Model C2 kan gemakkelijk worden aangepast, van de zithoogte en rugsteunhoek tot de controllerpositie (rechts of links sturen) voor een comfortabele rijervaring.



De controller kan zowel links als rechts worden aangebracht.

- 1. Hoogte controller670, 690, 710, 730 mm
- 2. Hoek rugsteun90, 95, 100°
- 3. Hoogte rugsteun340-460 mm
- 4. Zithoogte.....405, 425, 445, 465, 485 mm
- 5. Zithoek.....5°
- 6. Zitdiepte400-450 mm
- 7. Zittingbreedte.....400-500 mm
- 8. Hoek voetsteun2°
- 9. Hoogte voetsteun127 mm

Waarschuwing: Als u uw eigen kussens of rugsteun gebruikt, gebruik dan voor de veiligheid een exemplaar dat voldoende vlamvertragend is. Let op: deze brochure is geen volwaardige gebruikershandleiding. Voordat u het product voor de eerste keer gebruikt, is het essentieel om de gebruikershandleiding te raadplegen.



- Actieradius18 km
- Maximale hellingshoek10°
- Draaicirkel760 mm
- Breedte voertuig554-654 mm
- Gewicht volledig gemonteerd51,9-52,8 kg
- Goedgekeurd voor vliegreizenJa
- Laadtijd5 uur
- Draagvermogen40 cm: 115 kg,
45 cm/50 cm: 136 kg
- Weerbestendigheid.....IPX4
- Maximalsnelheid6 km/u
- Hoogte obstakels.....5 mm
- Lengte voertuig.....985 mm
- Ophanging4 onafhankelijke wielen
- AppbedieningJa, afstandsbediening
- Verwisselbare armluningkappen ..10 kleuren
- AccuLithium-ion (25,3 V 10,6 Ah)

De actieradius van 18 km varieert afhankelijk van het gewicht van de bestuurder, het rijoppervlak, het terrein, de omgevingstemperatuur, de snelheidsinstelling en het laadniveau en de toestand van de accu.
De WHILL Model C2 valt onder rolstoelklasse A.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik de WHILL Model C2 thuis uitproberen?

1. Maak een foto van de QR-code hiernaast en vul het formulier in. Of ga naar <https://whill.inc/nl/schedule-a-test-drive/>
2. Neem contact op met uw gebruikelijke dealer of rechtstreeks met WHILL voor meer informatie over erkende dealers bij u in de buurt.
3. Zoek een WHILL-distributeur: Klik op de optie 'Maak een afspraak voor een testrit'. Voer uw postcode of woonplaats in om in contact te komen met het WHILL-team; u wordt dan doorverwezen naar het dichtstbijzijnde verkooppunt. De WHILL-distributeur en vertegenwoordiger zullen



- u begeleiden om bij u thuis een testrit te organiseren en zullen al uw vragen beantwoorden.
4. De distributeur levert de WHILL die u kiest en u kunt hem thuis uitproberen. Zorg ervoor dat u de WHILL in verschillende omgevingen test, waaronder op vlakke en oneffen ondergronden, om er zeker van te zijn dat hij geschikt is voor uw behoeften.
 5. Als de WHILL aan uw wensen voldoet, kunt u besluiten om hem rechtstreeks bij de dealer te kopen.

Hoe kan ik een WHILL Model C2 kopen?

1. Neem contact op met uw gebruikelijke dealer of met WHILL voor meer informatie over erkende dealers bij u in de buurt.
2. Maak een afspraak met een erkende WHILL-dealer voor een adviesgesprek en een beoordeling van uw wensen voor een mobiliteitsoplossing. Tijdens de beoordeling kunnen er vragen worden gesteld over uw fysieke conditie, levensstijl en dagelijkse activiteiten om te bepalen welk model het beste bij u past.
3. Probeer de verschillende WHILL-modellen uit om erachter te komen welk model het beste bij uw behoeften en budget past. Zorg ervoor dat u alle functies test, waaronder wendbaarheid, snelheid, levensduur van de accu en maximale berijdbare helling.
4. Plaats uw bestelling bij uw erkende WHILL-dealer. De dealer geeft u alle informatie die u nodig heeft over de prijs, financieringsopties, levertijden en garanties.
5. Bij de levering zal uw dealer uitleggen hoe uw WHILL werkt, u laten zien hoe u hem op de juiste manier gebruikt en eventuele vragen beantwoorden over het gebruik en onderhoud van de rolstoel.
6. Profiteer optimaal van uw nieuwe WHILL-mobiliteitsoplossing. Volg de gebruiks- en onderhoudsinstructies om de levensduur te verlengen en uw veiligheid te garanderen.

Wat moet ik doen als mijn WHILL een storing heeft?

Uw distributeur kan op verschillende manieren rechtstreeks contact opnemen met onze klantenservice na verkoop: via een speciaal telefoonnummer, per e-mail, via het

contactformulier op de website of via social media. De klantenservice kan uw distributeur dan helpen bij het oplossen van uw probleem door advies en instructies te geven.

Kan ik mijn WHILL meenemen in het openbaar vervoer?

De regelgeving voor het gebruik van een mobiliteitsoplossing in het openbaar vervoer kan per land, regio of stad verschillen. Daarom is het essentieel dat u de geldende wetgeving en specifieke regels raadpleegt.

Vliegtuig Neem van tevoren contact op met de luchtvaartmaatschappij om na te gaan hoe zij elektrische rolstoelen vervoeren.

Trein Mogelijk is er afstand tussen de trein en het perron. Vraag stationsmedewerkers daarom u te helpen bij het in- en uitstappen en ga van tevoren na of het station voorzieningen heeft voor mensen met beperkte mobiliteit, zoals een lift.

Wat zijn de voordelen van een buisvormige rugsteun?

Voor de WHILL Model C2 is er nu een nieuw buisvormig rugsteunframe verkrijgbaar als optie, ideaal voor gebruikers die in een specifieke houding moeten zitten. Het biedt een aantal voordelen:

Aanpassing U kunt het positioneringshulpmiddel voor de rugsteun aanpassen aan uw behoeften. U kunt de vorm, grootte en dichtheid van het positioneringshulpmiddel voor de rugsteun kiezen.

Flexibiliteit Het buisvormige rugsteunframe van de WHILL MODEL C2 is compatibel met de positioneringshulpmiddelen voor rugsteunen van alle merken. U kunt het positioneringshulpmiddel voor de

rugsteun gemakkelijk vervangen of aanpassen naarmate uw ziekte of beperking verandert.

Comfort Met het nieuwe buisvormige rugsteunframe kunnen de oplossingen worden aangepast zodat uw rug meer ondersteuning krijgt, waardoor u comfortabeler zit en minder snel moe bent.

Ergonomie Het nieuwe buisvormige rugsteunframe van de WHILL Model C2 biedt meer flexibiliteit en gemak voor gebruikers die in een specifieke houding moeten zitten. Daardoor zit u comfortabeler, wordt u minder snel moe en wordt spierpijn en -spanning efficiënter voorkomen, terwijl uw mobiliteitsoplossing langer meegaat.

*WHILL mag niet als stoel worden gebruikt tijdens het vervoer ervan.



Maak een afspraak voor een gratis
testrit bij u thuis



Neem bij vragen gerust
contact met ons op.

WHILL Europe

Johan Cruijff Boulevard 65,
1101 DL Amsterdam

E-mail: eu.info@whill.inc

Website: www.whill.inc/nl/

Volg ons op:





WHILL Europe

Johan Cruijff Boulevard 65,

1101 DL Amsterdam

eu.info@whill.inc



Scan de QR-code of ga naar
www.whill.inc/nl/



*Dit voertuig is bedoeld als mobiliteitshulpmiddel voor mensen die de besturing van een elektrische rolstoel beheersen.