

# WHILL Model F



WHILL

Hij is er: de perfecte elektrische rolstoel voor onderweg.

Lichtgewicht, opvouwbaar, manoeuvreerbaar. Met Model F kunt je de wereld mobieler en onafhankelijker verkennen.

Maak kennis met dezelfde prestaties en intelligente technologie die je al van WHILL kent, maar nu in een opvouwbaar model.



## Opvouwbaar model

Model F is gemakkelijk mee te nemen in de bus, de trein en het vliegtuig – of in de achterbak van een auto of taxi.\*



Wanneer je Model F niet gebruikt, kan hij gemakkelijk in een kast worden opgeborgen, of uit de weg gezet in een hoek van de kamer.



\*Model F mag niet als stoel worden gebruikt tijdens het vervoer ervan.

De hierin vermelde informatie is correct op het moment van uitgave en wij behouden ons het recht voor specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

## Lichtgewicht

Model F weegt slechts 24 kg en is één van de lichtste elektrische rolstoelen op de markt vandaag.\*\*



Topsnelheid



Bereik



Vrije ruimte  
boven  
obstakels



Draaicirkel 780 mm  
voor strakke bochten

## Intelligent verbinden

Met de WHILL-app jouw belangrijkste voertuiginformatie bekijken en Model F op afstand besturen.



Besturing op afstand, ergendelen/ontgrendelen en de snelheidsinstellingen beheren via de WHILL-app voor smartphones.

## Rijden zonder zorgen

Blijf actief en maak deel uit van jouw omgeving, wetende dat Model F je onderweg veilig houdt.



Veilig rijden op  
hellingen van 10°.



\*\*Gewicht is 26,7 kg als de accu niet is verwijderd. De accu is weegt 2,7 kg.

Let op: de actieradius van 20 km varieert afhankelijk van het gewicht van de bestuurder, het rijoppervlak, het terrein, de omgevingstemperatuur, de snelheidsinstelling en het laadniveau en de toestand van de accu.

# Aanpassingen

Kies uit uit vijf kleuren en een groot aanbod aan accessoires, zodat je de stoel kunt aanpassen aan jouw persoonlijke stijl en je rijervaring kunt optimaliseren.

## Kleuropties



- Wit    ● Zwart    ● Lichtgroen  
● Rood    ● Lichtblauw



De besturing kan zowel links als rechts worden aangebracht.

## Accessoires



Accu



Acculader



Heupriem



Joystick



Mand



Wandelstokhoeder

## Optioneel onderdeel



Stofhoes

# Specificaties

Actieradius	Tot 20 km	Maximumsnelheid***	6 km/u
Opvouwbaar	Ja	Max. helling	10°
Draaicirkel	780 mm	Vrije ruimte boven obstakels	35 mm
Beschikbare zittingmaten	18"	Breedte tussen armleuningen	Verstelbaar: 2 standen [16", 18"]
Voertuigbreedte	555 mm / 605 mm	Voertuiglengte	935 mm [465 mm wanneer opgevouwen]
Voertuiggewicht	26,7 kg	Laadtijd	~ 5 uur
App ingeschakeld	Ja, met bediening op afstand	Goedgekeurd voor vliegrevizen	Ja
Max. draagvermogen	Tot 115 kg	Verwisselbare arm	
Accu	Lithiumion [25,3 V 10 Ah]	Kappen	5 kleuren
		Waterbestendigheid	IPX4

\*\*\*Versnelling en/of vertraging kan afwijken op steile hellingen.

-Dit apparaat is bedoeld om mobiliteit te bieden aan personen die vertrouwd zijn met het bedienen van een elektrische stoel.  
-WHILL model F is geclassificeerd als rolstoelklasse A.

WHILL Europe B.V.

Johan Cruijff Boulevard 61, 1101 DL, Amsterdam,  
Nederland info@whill-europe.com www.whill.inc

