



## 型号比较



Model C2



Model F

推荐用途	家中收纳空间充裕 常需要在有许多台阶和 不平整地面的环境下行驶	家收纳空间有限的公寓 经常使用出租车、 高铁或者飞机出行
行驶里程	18km	20km
最高速度	6公里/小时*	
最大跨越高度	5cm	3.5cm
安全爬坡角度	10度	
最小旋转半径	760mm	780mm
尺寸 (展开时) 宽×长×高	554×985×745-945mm 高度可调	555-605×935×802mm 宽度可调
尺寸 (折叠时) 宽×长×高	-	555-605×465×855-907mm 高度宽度可调
重量 (含电池)	约52kg	26.7kg
充电时间	5小时	
前轮胎	万向轮胎	万向脚轮
后轮胎	实心防爆胎	充气轮胎
扶手抬起功能	有	无
最大载重	115kg	
电池	锂电池 25.3v/10.6Ah	
建议使用环境 (保管环境)	-15°C~40°C**	
充电器	100-240V	

\* 行驶在陡坡上时，速度可能会发生变化。

\*\* 电池及充电器建议在0°C~40°C的温度环境中充电及保存。